

Tel-O-Graph BT

EL VERDADERO MULTI-TALENTO

MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE MESA



- Análisis de riesgos fiable y sin esperas
- Opciones de actualización asequibles para PAC (Presión Arterial Central) y AOP (Análisis de Onda de Pulso)
- Gestión diaria eficaz, reportes automáticos documentación más simple



YOUR LOGO + ADDRESS

Un dispositivo de medición - múltiples opciones: Además de utilizar el Tel-O-Graph[®] como un dispositivo de medición de la presión arterial, de mesa, ofrece opcionalmente la actualización de la licencia para agregar el parámetro de Presión Arterial Central (PAC) o incluso la completa funcionalidad de Análisis de Onda de Pulso (AOP). Estos parámetros permiten identificar de la manera más precisa, el riesgo cardiovascular en los pacientes, asimismo mayor fiabilidad para la toma de las decisiones terapéuticas.